



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Externo I.M.A. Modelo Francés para
Miniesternotomía

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Separador Eternal I.M.A. Modelo Francés para Miniestern otomía

SKU RM-FPMS-429-1

\$429 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco de riel deslizante de línea media de bajo perfil	Riel de barra guía miniaturizado optimizado para abordajes de miniesternotomía
1	Componente de valva esternal miniatura	Placa rectangular lisa de 30 mm x 20 mm para distribución de fuerza en la pared ósea
2	Valvas de micro-garra esternal	Ganchos de fijación curvos dobles con extremos de trabajo de 43 mm o 50 mm de profundidad
3	Bloqueos de tornillo manuales integrados	Ensamblajes de rosca de giro rápido para asegurar los ajustes de apertura individuales
2	Brazos de extensión aerodinámicos	Diseño de chasis ligero acabado con bordes exteriores completamente lisos
1	Caja / Almacenamiento protector	Embalaje de tránsito estándar

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Eternal I.M.A. Modelo Francés para Miniesternotomía es un retractor quirúrgico cardíaco mínimamente invasivo diseñado específicamente para proporcionar una elevación esternal unilateral segura y exposición a través de incisiones de esternotomía parcial y miniesternotomía. Diseñado con un riel guía de bajo perfil y módulos de valvas compactos, este instrumento permite a los cirujanos cardíacos acceder a la arteria mamaria interna y al mediastino anterior a través de aperturas esternales superiores o inferiores limitadas sin causar fracturas óseas.

Construido bajo especificaciones de marco clínico, este juego completo de Separador Externo I.M.A. Modelo Francés para Miniesternotomía (\$429) cuenta con un riel deslizante de línea media de bajo perfil optimizado para abrirse suavemente en corredores confinados. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), las dimensiones de la valva externa primaria miden 30 mm x 20 mm (20 mm de ancho x 30 mm de largo) para distribuir la fuerza uniformemente contra la pared del hueso cortado. El inventario de accesorios modulares incorpora valvas dobles de micro-garra externa disponibles con un extremo de trabajo de 43 mm o 50 mm de profundidad, aseguradas por tres bloqueos de tornillo manuales integrados para eliminar la fatiga del asistente.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Externo I.M.A. Modelo Francés para Miniesternotomía para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, proporcionando a las salas de cirugía cardíaca mínimamente invasiva, centros de válvula aórtica y quirófanos híbridos en todo el mundo una rigidez estructural excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest