



# RETRACTOR MAKER

## ÜRÜN BROŞÜRÜ

Sternberg Çift Uçlu Ekartör

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Sternberg Çift Uçlu Ekartör

SKU RM-SDER-1

**\$24 USD**

### MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

| EBAT / SEÇENEK                                     | SKU / DETAYLAR | FİYAT (USD) |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 14 cm Temel — U şeklinde karşılıklı tel uçlar      | RM-SDER-1-1    | \$24        |
| 37 cm Macro-Reach — U-şekilli karşılıklı tel uçlar | RM-SDER-1-2    | \$34        |

### ÜRÜN AÇIKLAMASI

Sternberg Çift Uçlu Ekartör, ağız içi prosedürler sırasında yanakların, dudakların ve ağız mukozasının güvenli ve travmatik olmayan yer değişimini sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir oral, dental ve maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Açık tel çerçeveli şasisi ile tasarlanan bu alet, cerrahi alanı daraltmadan hassas dudak komissürlerini ve bukkal doku düzlemlerini dental frezlerden ve cerrahi bistürilerden korur.

Maksimum dayanıklılık sağlayacak şekilde üretilen ve paslanma ile malzeme kusurlarına karşı ömür boyu garanti ile desteklenen bu Sternberg Çift Uçlu Ekartör serisi, iki operasyonel yapısal metrik sunar: standart ağız cerrahisi için 14 cm Uzunluğunda tel çerçeve yapı bazı (\$24) ve derin farenks ile transoral erişim için 37 cm Uzunluğunda genişletilmiş makro erişim konfigürasyon seçeneği (\$34). Birinci sınıf ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilen kanat geometrisi konfigürasyonu, mukozal sıkışmayı önleyen pürüzsüz yuvarlatılmış tel kenarlara sahip, zıt yönlerde bakan U şeklinde kavisli uçlar içeren asimetrik çift uçlu bir tasarıma sahiptir.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Sternberg Çift Uçlu Ekartör'ü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; bu da dünya çapındaki ağız cerrahisi merkezlerine, diş kliniklerine ve yüz plastik cerrahi kliniklerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal esneklik ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



# TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

## RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

**info@retractormaker.com**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Web Siteleri

**retractormaker.com**  
**retractormanufacturer.com**

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest