



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Bookwalter Genel Cerrahi Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bookwalter Genel Cerrahi Ekartörü

SKU RM-BGSR-1

\$1,999 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Saha Postu	12" (30.5 cm)
1	Yatay Bar	Standart
1	Post Kuplörü	Standart
1	Yatay Esnek Bar	1" Çap (2.5 cm)
2	Standart Mandallar	Eğilmeyen
6	Eğilebilir Mandal Mekanizmaları	Çok Açılı
1	Oval Halka, Orta	10½" x 14½" (26.7 x 36.8 cm)
1	Bölümlü Halka, Orta	10½" x 19" (26.7 x 48.3 cm)
1	Balfour Uç	2⅝" x 3" (6.7 x 7.6 cm)
2	Kelly Uçlar	2" x 3" (5.1 x 7.6 cm)
1	Kelly Uç	2" x 4" (5.1 x 10.2 cm)
1	Kelly Uç	2" x 5" (5.1 x 12.7 cm)
1	Kelly Uç	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bükülebilir Uç	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
2	Bükülebilir Uçlar	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Bükülebilir Uç	1½" x 6" (3.8 x 15.2 cm)
1	Harrington Uç	1" x 5⅝" x 2½" (2.5 x 14.3 x 6.4 cm)
1	Gelpi Uç	Standart
1	Sterilizasyon Kutusu	Koruyucu Kasa

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Bookwalter Genel Cerrahi Ekartörü, açık abdominal ve genel cerrahi prosedürler sırasında stabil, eller serbest ekspozisyon sağlamak üzere tasarlanmış masaya monte edilen kendinden tutmalı bir ekartördür. Modüler çerçevesi; operasyon sahası etrafında seçilen uçları desteklemek için bir saha postu, yatay bar, yatay esnek bar, post kuplörü, ekartör halkaları ve ayarlanabilir mandal mekanizmalarını birleştirir.

Genel Cerrahi konfigürasyonu orta boy bir oval halka, orta boy bir bölümlü halka, iki adet standart eğilmeyen mandal ve altı adet çok açılı eğilebilir mandal mekanizması içerir. Set ayrıca farklı konfigürasyonlarda Balfour, Kelly, bükülebilir, Harrington ve Gelpi uçlarını içerir.

Tam sistem, düzenli depolama ve işleme için özel bir sterilizasyon kutusu içinde tedarik edilir. Bookwalter Genel Cerrahi Ekartörü steril olmayan şekilde sunulur, tekrar kullanılabilir ve otoklavlanabilir özelliktedir. Temizlik ve sterilizasyon, kullanımdan önce sağlık kuruluşunun doğrulanmış prosedürlerine göre yapılmalıdır.

Retractor Maker, Bookwalter Genel Cerrahi Ekartörünü doğrudan hastanelere, distribütörlere ve diğer B2B müşterilerine tedarik etmektedir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest