



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Paparella-Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Paparella-Weitlaner

SKU RM-PWSRR-5IN-1

\$89 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Afastador Autoestático Paparella-Weitlaner	5" (12.7 cm) de comprimento total, garras 2x2 (13 mm), abertura de 33 mm, trava de cremalheira	\$89
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Paparella-Weitlaner é um afastador otológico e microcirúrgico especializado, projetado especificamente para fornecer retração estável e autossustentável de tecidos moles e periósteo em corredores cirúrgicos estreitos. Projetado com um chassi de anéis de dedo de baixo perfil deslocado, este instrumento mantém incisões retroauriculares e de couro cabeludo abertas sob tensão mecânica, eliminando a fadiga manual do assistente enquanto preserva um campo visual aberto sob microscópios cirúrgicos.

Construído em uma configuração padrão otimizada para visibilidade desobstruída, este Afastador Autoestático Paparella-Weitlaner apresenta um comprimento total de ferramenta de 5 polegadas (12.7 cm, \$89). Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), as extremidades de trabalho incorporam garras assimétricas 2x2 com comprimento de dente de 13.0 mm e capacidade máxima de abertura de 33.0 mm de deslocamento total das hastes. A linha de produtos oferece opções de engate tecidual, incluindo pontas agudas para fixação firme em tecidos mais densos, ou pontas rombas para manipulação traumática de tecidos moles. Sua trava de cremalheira positiva mantém a tensão de forma confiável durante a fresagem.

Forjado com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Paparella-Weitlaner para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, oferecendo estabilidade mecânica excepcional, resistência à corrosão e durabilidade clínica total para salas de otorrinolaringologia e neurocirurgia

em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)