



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur cervical type Cloward

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur cervical type Cloward

SKU RM-CSCR-17-1

\$75 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Cadre d'écarteur cervical type Cloward	Longueur totale 17 cm, bras articulés, verrouillage à crémaillère	\$75
Étui / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$75

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur cervical type Cloward est un cadre d'écartement chirurgical auto-statique fondamental, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement stable et mains libres des tissus mous lors des procédures cervicales antérieures. Construit avec une architecture articulée, ce cadre se conforme dynamiquement à l'anatomie spécifique du cou du patient, répartissant uniformément les forces de rétraction tout en protégeant les tissus trachéo-œsophagiens délicats.

Conçu pour éliminer la fatigue manuelle de l'assistant, ce châssis d'écarteur cervical type Cloward de 17 cm présente une configuration à cadre articulé uniquement (\$75) prévue pour recevoir des valves cervicales interchangeables. La poignée à anneaux intègre un mécanisme de verrouillage à crémaillère multi-positions qui maintient automatiquement et en toute sécurité la tension des tissus ciblés, empêchant tout glissement accidentel tout en minimisant la fatigue de la main et du poignet pendant les manœuvres prolongées de discectomie et de fusion.

Fabriquée en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fournit l'écarteur cervical type Cloward non stérile et entièrement autoclavable sous emballage de protection, offrant aux chirurgiens du rachis et aux équipes de neurochirurgie une durabilité fiable, une action de crémaillère fluide et des performances cliniques à long terme.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest