



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bose Tracheal-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bose Tracheal-Retraktor

SKU RM-BOTR-1

\$29 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Linke Ausrichtung	RM-BOTR-1-1	\$29
Rechte Ausrichtung	RM-BOTR-1-2	\$29

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bose Tracheal-Retraktor ist ein spezialisierter chirurgischer Atemwegs-Retraktor, der speziell für die zuverlässige, atraumatische Freilegung der Trachea bei notfallmäßigen und elektiven Tracheostomien entwickelt wurde. Dank seines anatomisch gebogenen Hakenblatts ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das saubere Greifen und Anheben der Trachealringe, während die darüber liegende prätracheale Faszie und das Gewebe des Schilddrüsenisthmus verdrängt werden.

Dieses Modell des Bose Tracheal-Retraktors ist für präzise gerichtete Traktion ausgelegt, verfügt über eine Gesamtarbeitslänge von 15 cm (\$29) und wird in wählbaren strukturellen Ausrichtungen (Links und Rechts) angeboten. Diese spezifische Richtungsgeometrie bietet chirurgischen Teams einen gezielten lateralen Zugang zur Anpassung an unterschiedliche Patientenanatomien und operative Ansätze, während sein flacher ergonomischer Griff einen stabilen, rutschfesten manuellen Halt während der entscheidenden Atemwegskanülierung gewährleistet.

Hergestellt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien satin-matten Oberfläche, liefert Retractor Maker den Bose Tracheal-Retraktor unsteril und voll autoklavierbar in einer Schutzverpackung. Damit steht HNO-Abteilungen, Trauma-Zentren und Intensivstationen ein essentielles, korrosionsbeständiges Instrument für den zuverlässigen operativen Einsatz zur Verfügung.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest