



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de pont nasal Sailer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur de pont nasal Sailer

SKU RM-SNBR-235-1

\$49 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Sailer Nasal Bridge Retractor	Longueur totale 23.5 cm, lame courbe 15-20 mm x 50 mm	\$49
Étui de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de pont nasal Sailer est un écarteur chirurgical spécialisé en chirurgie maxillofaciale et rhinoplastie, conçu spécifiquement pour assurer une élévation tissulaire large et sûre le long du dorsum nasal osseux et cartilagineux. Doté d'une lame à courbure anatomique, cet instrument permet aux chirurgiens de mobiliser l'enveloppe cutanéotissulaire du nez proprement, sans provoquer d'ecchymoses ischémiques focales ni de déchirures du périoste fragile.

Conçu pour résister à la stérilisation répétée en autoclave tout en offrant une garantie à vie contre la rouille, cette configuration dédiée de l'écarteur de pont nasal Sailer présente une longueur totale de 23.5 cm (\$49). Fabriqué à la main à partir d'un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), la face de la lame mesure 15-20 mm de large sur 50 mm de long. Sa conception structurelle privilégie une architecture manuelle optimisée pour une distribution équilibrée de la force le long du pont nasal, offrant aux assistants opératoires un levier manuel stable tout en maintenant les mains bien à l'écart du champ chirurgical.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de pont nasal Sailer pour supporter les cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux centres de chirurgie plastique, reconstructrice et maxillofaciale du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une fiabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest