



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de tissus mous Obwegeser

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de tissus mous Obwegeser

SKU RM-OSTR-1

\$39 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur de tissus mous Obwegeser	Longueur totale de 8 $\frac{3}{4}$ " (22.2 cm)	\$39
Housse de protection / Boîte	Emballage de transport individuel	\$39

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de tissus mous Obwegeser est un écarteur chirurgical maxillo-facial spécialisé, conçu pour offrir une exposition opératoire claire et fiable tout en protégeant les structures sensibles des tissus mous lors d'interventions orales et orthognathiques. Conçu avec un bord distal cannelé et courbe, cet instrument maintient en toute sécurité la muqueuse jugale, les lèvres et les lambeaux mucopériostés à l'écart des scies oscillantes et des fraises chirurgicales.

Étudié pour les interventions cranio-maxillo-faciales de précision, cette configuration standard de l'écarteur de tissus mous Obwegeser présente une longueur totale de 8 $\frac{3}{4}$ pouces (22.2 cm). Sa lame anatomique profilée présente des bords cannelés incurvés vers le haut ou vers le bas qui s'adaptent parfaitement aux contours osseux, empêchant tout glissement et protégeant les structures neurovasculaires faciales lors des ostéotomies complexes de la branche montante et du maxillaire.

Fabriqué en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur de tissus mous Obwegeser pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens oraux, maxillo-faciaux et plasticiens un instrument ergonomique et durable pour la chirurgie reconstructrice faciale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest