



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Harrington 内臓レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Harrington 内臓レトラクター

SKU RM-HSR-SPL-1

\$69 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
127 mm 長 × 38 mm 幅 — 30.5 cm または 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-1	\$69
127 mm 長 × 63 mm 幅 — 30.5 cm または 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-2	\$69
190 mm 長 × 63 mm 幅 — 30.5 cm または 31.8 cm	RM-HSR-SPL-1-3	\$74

製品詳細

Harrington 内臓レトラクターは、開腹術や腫瘍外科手術において、実質腹部臓器や深部骨盤構造を広範囲かつ非侵襲的に変位させるために特別に設計された最高級の臓器外科用レトラクターです。象徴的な「スウィートハート」と呼ばれるハート型の遠位パドルを備えたこの器具は、広い表面積にわたって手動のカウンター・トラクションを均等に分散させ、肝臓、脾臓、腸ループなどの脆弱な内臓構造を局所的な圧迫外傷から保護します。

多様な手術深度に対応するため、この Harrington 内臓レトラクターシリーズは、30.5 cm (\$69) と 31.8 cm (\$74) の2種類の全長で提供されています。外科医は、狭い術野用の 127 mm 長 × 38 mm 幅、標準的な開腹術用の 127 mm 長 × 63 mm 幅、そして肥満外科や後腹膜手術用の超深部用 190 mm 長 × 63 mm 幅の計3つの寸法からブレードの接地面積をカスタマイズできます。人間工学に基づいたハンドルは、手術助手に安定した滑りにくい手動のレバレッジを提供します。

反射のないサテンマット仕上げを施したプレミアム医療グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から鍛造された Retractor Maker の Harrington 内臓レトラクターは、重い機械的負荷や繰り返される病院のオートクレーブサイクルに耐えるように製造されており、世界中の一般外科および婦人科手術室で優れた耐食性、構造剛性、および完全な臨床的耐久性を発揮します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest