



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Nasenhaut-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Nasenhaut-Retraktor

SKU RM-NSR-6IN-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Nasenhaut-Retraktor	6" (15 cm) Gesamtlänge, 16 mm breite gebogene Valv, ergonomischer Griff	\$44
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Nasenhaut-Retraktor ist ein spezialisierter Handwundhaken für die Rhinoplastik, der gezielt für die sichere, atraumatische Elevation von Hautlappen und die Exposition des Nasenrückens bei ästhetischen und rekonstruktiven Eingriffen entwickelt wurde. Die anatomisch gebogene Valv ermöglicht ein sauberes Anheben des Weichteilmantels vom Nasendorsum, wodurch ein ungehindertes Sichtfeld entsteht, ohne Hämatome oder vaskuläre Komplikationen zu verursachen.

Diese spezifische Konfiguration des Nasenhaut-Retraktors weist eine Gesamtlänge von 6 Zoll (15 cm, \$44) auf und gewährleistet ein kontrolliertes OP-Umfeld bei komplexen Nasenmodellierungen. Gefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt das Arbeitsende über eine 16 mm breite Auflagefläche mit abgerundeten, polierten atraumatischen Rändern, die den Gegenzug gleichmäßig auf Nasenschleimhaut und Hautränder verteilen. Das einendige Design ist mit einem ergonomisch konturierten Griffprofil ausgestattet, das dem Assistenzpersonal eine stabile Hebelwirkung und präzise taktile Rückmeldung bietet.

Retractor Maker fertigt den Nasenhaut-Retraktor mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, das wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Das Instrument bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Stabilität und volle Autoklavierbarkeit für den Einsatz in der HNO-Chirurgie und der plastischen Gesichtschirurgie weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest