



# RETRACTOR MAKER

## БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Система ретракторов Hoyos Retractor System

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Система ретракторов Hoyos Retractor System

**SKU** RM-HRS-1

**\$1,999 USD**

### СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

| КОЛИЧЕСТВО | КОМПОНЕНТ                              | РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ                                                 |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1          | Дистальный ретрактор Hoyos, короткий   | Короткая дистальная лопатка для работы в зонах, близких к разрезу  |
| 1          | Дистальный ретрактор Hoyos, длинный    | Длинная дистальная лопатка для глубокого доступа к тканям          |
| 1          | Проксимальный ретрактор Hoyos, длинный | Длинный проксимальный компонент для элевации проксимальных границ  |
| 1          | Ретрактор Remora                       | Специализированная тракционная лопатка с защитой от соскальзывания |
| 1          | Соединительный стержень                | Соединяет рычаги ретрактора с основной рамой                       |
| 1          | Зажим для Hoyos Retractor System       | Фиксирует вертикальную стойку на рейке операционного стола         |
| 1          | Горизонтальная штанга Hoyos            | Удлиняет раму по горизонтали над операционным полем                |
| 1          | Вертикальная стойка Hoyos              | Основная вертикальная колонна, поддерживающая монтажную раму       |

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система ретракторов Hoyos Retractor System — это премиальная платформа с креплением к операционному столу, разработанная для обеспечения оптимальной экспозиции мягких тканей в эстетической и реконструктивной пластической хирургии. Благодаря жесткой фиксации на боковой рейке стола, эта система устраняет утомляемость ассистентов при ручной ретракции, позволяя хирургической бригаде поддерживать непрерывную симметричную элевацию тканевого лоскута во время обширных операций на брюшной стенке и контуринга тела.

Разработанная специально для современных эстетических процедур, Hoyos Retractor System представляет собой модульную конструкцию из 8 компонентов, включая зажим для стола, вертикальную стойку, горизонтальную штангу и соединительный стержень. Ассортимент ретракторов включает короткий дистальный, длинный дистальный, длинный проксимальный ретракторы и специализированную нескользящую лопатку Remora, спроектированную для надежного захвата подкожно-жировой клетчатки и фасциальных слоев без риска некроза тканей.

Изготовленная из медицинской нержавеющей стали и высокопрочных сплавов с антибликовым сатинированным покрытием, система Hoyos Retractor System от Retractor Maker поставляется в нестерильном виде и полностью пригодна для автоклавирования в прочном алюминиевом контейнере для стерилизации, что гарантирует быструю оборачиваемость инструментов и максимальную точность процедур.



## БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

### КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Веб-сайты

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest