



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Finochietto-Baby Rib Spreader

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Finochietto-Baby Rib Spreader

SKU RM-FBRS-100-1

\$299 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Paralel Sürgülü Kılavuz Rayı Şasisi	Dar pediyatrik alanlarda kayarak açılmak üzere tasarlanmış minyatür ray sistemi
2 (Sabit Çift)	Sabit Açılı Bıçaklar	Dairesel pencereli, kemiği kavrayan 31 mm x 31 mm yanıl bloklar
1	Entegre Vidalı Kilit	Gövde genişlemesini güvenli bir şekilde tutmak için konumlandırılmış manuel yapısal kilit
2	Ergonomik Pens Uzatma Kolları	Pürüzsüz kenarlarla tasarlanmış ultra hafif yapıllı kollar
1	Koruyucu Depolama / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Finochietto-Baby Rib Spreader, bebek torakotomileri ve pediyatrik kardiyotorasik girişimler sırasında güvenli, kademeli kaburga ayrımı ve göğüs duvarı maruziyeti sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir pediyatrik torasik cerrahi ekartördür. Küçültülmüş bir sürgülü kılavuz rayı ile tasarlanan bu alet, cerrahların mekanik germe kuvvetlerini kırılğan kaburgalara nazikçe dağıtmasına olanak tanırken, torasik boşluğa giden görsel koridorun engellenmeden korunmasını sağlar.

Dar pediyatrik operasyon alanları için özel olarak geliştirilen bu Finochietto-Baby Rib Spreader konfigürasyonu (\$299), neonatal ve pediyatrik anatomi için anatomik olarak optimize edilmiş 31 mm x 31 mm ölçülerinde sabit pencereli yanıl bıçaklara sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen paralel sürgülü ray, 100 mm maksimum genişleme kapasitesine kadar açılır. Dairesel bıçak pencereleri, hassas kaburga kenarlarında pozitif kavrama sağlarken, entegre vidalı kilit, seçilen ekartasyon mesafesini kaymadan güvenli bir şekilde koruyarak hassas prosedürler sırasında asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Finochietto-Baby Rib Spreader, hastanedeki tekrarlayan sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki pediyatrik kardiyoloji ameliyathaneleri, çocuk hastaneleri ve konjenital torasik merkezler için olağanüstü yapısal dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklav güvenilirliği sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest