



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteurs endaural Bellucci

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteurs endaural Bellucci

SKU RM-BER-1

\$174 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Lame pleine avec 2 dents mousses	RM-BER-1-1	\$174
Lame pleine avec 2 dents pointues	RM-BER-1-2	\$174

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les écarteurs endaural Bellucci sont des instruments chirurgicaux otologiques de précision, conçus spécifiquement pour offrir une exposition mains libres et claire du conduit auditif externe et des structures de l'oreille moyenne lors des approches endaurale. Conçus avec une architecture distale extrêmement incurvée, ces écarteurs maintiennent les tissus mous à l'écart sans obstruer les micro-instruments délicats ni le faisceau du microscope chirurgical.

Construit pour les procédures de microchirurgie délicates, ce modèle d'écarteurs endaural Bellucci présente un châssis allongé de 4 ¼-inch (10.8 cm) conçu pour un contrôle manuel précis. L'instrument est disponible en deux configurations de lames spécialisées : une lame pleine avec 2 dents mousses pour une mobilisation tissulaire douce, ou une lame pleine avec 2 dents pointues pour un ancrage périosté sûr. Tous les bords des lames sont façonnés avec des bordures lisses et arrondies afin de prévenir de manière fiable les traumatismes tissulaires localisés.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée sans reflet, Retractor Maker fabrique les écarteurs endaural Bellucci selon des tolérances cliniques strictes, garantissant un verrouillage mécanique fluide, une haute résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave pour les blocs opératoires d'oto-rhino-laryngologie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest