

RETRACTOR MAKER

كتيب منتج

نظام Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access للوصول
الجراحي للفقرات القطنية

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



نظام Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access للولصول الجراحي للفقرات القطنية

SKU RM-PML-1

\$3,999 USD

قائمة المكونات

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
1	خطاف مستقيم 40 mm	خطاف تبعيد ضيق متخصص
1	خطاف مستقيم 50 mm	خطاف تبعيد ضيق متخصص
1	خطاف مستقيم 60 mm	خطاف تبعيد ضيق متخصص
1	خطاف مستقيم 70 mm	خطاف تبعيد ضيق متخصص
1	خطاف مستقيم 80 mm	خطاف تبعيد ضيق متخصص
1	خطاف مستقيم 90 mm	خطاف تبعيد ضيق متخصص
1	خطاف مستقيم 100 mm	خطاف تبعيد ضيق متخصص
1	مقبض T للتحكم المحوري	مقبض تحكم يدوي لضبط المحور
1	مشبك طاولة دوار	يثبت المجموعة على القضيب الجانبي لطاولة العمليات
1	كابل إضاءة	يلازم رصملا نـم عوضلا لـقنـيـة؛ مـقـعـم رـيـغ، 10 ft، يـسـاـقـى نـحـنـم المـبـعـد
1	مصدر ضوء LED	وحدة إضاءة محمولة/توضع على الطاولة
1	ذراع مفصلي بزاوية	ذراع متعدد المفاصل يربط المشبك بالإطار
1	مبعد محوري لقاعدة الفقرات القطنية MIS	إطار قاعدة مسنن رئيسي للتحميل العلوي مقاس 250 mm للوصل للفقرات القطنية

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
1	موصل رف	يربط الرفوف المساعدة بالإطار الرئيسي
1	حامل شفرة مركزي محوري	عمدة يزكرملا ةرفشلا لكسم؛ 130 mm ساقم يولء ليمحة فر تحكم محوري
1	مبعد محوري متدرج مضاد	225 mm ساقم فر، Sure-Lock، يبنالجا ليمحتلا باضم ديعبة عارذ للاستقرار الجاني
زوج واحد	شفرات مشطوفة (زوج) 50 × 22 mm	شفرات مبعد مزدوجة مع أطراف مشطوفة
زوج واحد	شفرات مشطوفة (زوج) 60 × 22 mm	شفرات مبعد مزدوجة مع أطراف مشطوفة
زوج واحد	شفرات مشطوفة (زوج) 70 × 22 mm	شفرات مبعد مزدوجة مع أطراف مشطوفة
زوج واحد	شفرات مشطوفة (زوج) 80 × 22 mm	شفرات مبعد مزدوجة مع أطراف مشطوفة
زوج واحد	شفرات مشطوفة (زوج) 90 × 22 mm	شفرات مبعد مزدوجة مع أطراف مشطوفة
زوج واحد	شفرات مشطوفة (زوج) 100 × 22 mm	شفرات مبعد مزدوجة مع أطراف مشطوفة
زوج واحد	شفرات مشطوفة (زوج) 110 × 22 mm	شفرات مبعد مزدوجة مع أطراف مشطوفة
زوج واحد	شفرات مشطوفة (زوج) 120 × 22 mm	شفرات مبعد مزدوجة مع أطراف مشطوفة
1	شفرة مقابلة بأسنان قصيرة 40 × 14 mm	شفرة مقابلة بأسنان إمساك قصيرة
1	شفرة مقابلة بأسنان قصيرة 50 × 14 mm	شفرة مقابلة بأسنان إمساك قصيرة
1	شفرة مقابلة بأسنان قصيرة 60 × 14 mm	شفرة مقابلة بأسنان إمساك قصيرة
1	شفرة مقابلة بأسنان قصيرة 70 × 14 mm	شفرة مقابلة بأسنان إمساك قصيرة
1	شفرة مقابلة بأسنان قصيرة 80 × 14 mm	شفرة مقابلة بأسنان إمساك قصيرة
1	شفرة مقابلة بأسنان قصيرة 90 × 14 mm	شفرة مقابلة بأسنان إمساك قصيرة
1	شفرة مقابلة بأسنان قصيرة 100 × 14 mm	شفرة مقابلة بأسنان إمساك قصيرة
1	شفرة مقابلة بأسنان قصيرة 110 × 14 mm	شفرة مقابلة بأسنان إمساك قصيرة
1	شفرة مقابلة بأسنان قصيرة 120 × 14 mm	شفرة مقابلة بأسنان إمساك قصيرة
1	شفرة مروحية بأسنان قصيرة 50 × 18 mm	شفرة مروحية تتمدد طرفيا بأسنان قصيرة
1	شفرة مروحية بأسنان قصيرة 60 × 18 mm	شفرة مروحية تتمدد طرفيا بأسنان قصيرة
2	شفرة مروحية بأسنان قصيرة 70 × 18 mm	شفرة مروحية تتمدد طرفيا بأسنان قصيرة
2	شفرة مروحية بأسنان قصيرة 80 × 18 mm	شفرة مروحية تتمدد طرفيا بأسنان قصيرة
2	شفرة مروحية بأسنان قصيرة 90 × 18 mm	شفرة مروحية تتمدد طرفيا بأسنان قصيرة

الكمية	المكون	الأبعاد / الوصف
2	شفرة مروحية بأسنان قصيرة mm 100 × 18	شفرة مروحية تتمدد طرفيا بأسنان قصيرة
2	شفرة مروحية بأسنان قصيرة mm 110 × 18	شفرة مروحية تتمدد طرفيا بأسنان قصيرة
2	شفرة مروحية بأسنان قصيرة mm 120 × 18	شفرة مروحية تتمدد طرفيا بأسنان قصيرة
1	موسع 8 mm	أداة توسيع الأنسجة المتسلسل
1	موسع 13 mm	أداة توسيع الأنسجة المتسلسل
1	موسع 18 mm	أداة توسيع الأنسجة المتسلسل
1	موسع 22 mm	أداة توسيع الأنسجة المتسلسل
1	سدادة 18 mm	أداة الإدخال والتوجيه الأولية
1	سدادة 22 mm	أداة الإدخال والتوجيه الأولية
1	صندوق تعقيم	حاوية تخزين للتنظيف وإعادة المعالجة

وصف المنتج

هذه الأداة هي أداة ثابتة ودائمة خارجية توضع في الجلد وتحت الجلد في منطقة الظهر لتوفير ممرات تباعد مضيق وقابلة للتخصيص أثناء عمليات تخفيف الضغط ودمج الفقرات القطنية الخلفية. من خلال استخدام هذه الأداة الخارجية يمكن إجراء عملية جراحية بظرفية، وبالتالي يمكن إجراء عملية جراحية بظرفية، وبالتالي يمكن إجراء عملية جراحية بظرفية. القرص مع تقليل الشقوق الجلدية الطولية وتجنب نزاع تعصيب العضلات المجاورة للفقرات.

يتميز هذا الجهاز بأداة لولبية مدمجة، وفلنتخلاء خارجية، وأجزاء مع فليكيتل Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access جهاز، مخصص سابقه في لولبلة لمحتلة بروجم دعم دعاقو، يواز، يلصق عارذو، لمحتلة 250 mm، سابقه يروجم يزكرم عرفت ل ماحو 130 mm، ومبعد جانبي متدرج مقاس 225 mm. يشتمل النظام على مصدر ضوء LED متكامل يوضع على الطاولة مع كابل ألياف بصرية بطول 10 ft، فوطيشم تارفتش جاوزاً 8 و، قميتسم تافاطخ 7 و، ميحوتة دلدس 2 و (50-120 mm)، (22 mm إلى 22 mm) قلسلسم تاعسوم 4 و 8 ft، أيفرط عسوتة (mm) قريصق نانسا تاذ فيحورم عرفت 14 و (50-120 mm)، قريصق نانسا تاذ قلابقم تارفتش 9 و (40-120 mm).

صنع النظام من فولاذ مقاوم للصدأ AISI 304/316 من الدرجة الممتازة (غير مغناطيسي) الجراحي وسبائك عالية المتانة مع لمسة نهائية مطفاة مضادة للانعكاس. توفر Retractor Maker نظام Phantom ML MIS Lumbar Surgical Access كاملاً غير معقم وقابل للتعقيم البخار بالكامل داخل حاوية تعقيم ألومنيوم شديدة التحمل مع رفوف تنظيم مخصصة.



شكرا لكم

نتطلع لمناقشة متطلباتكم من المعدات الجراحية.

تواصل مع Retractor Maker

البريد الإلكتروني

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

المواقع الإلكترونية

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

العنوان

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

تابعنا



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest