



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Balfour

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Balfour

SKU RM-BR-STD-1

\$299 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco separador Balfour	200 × 155 mm, 200 × 235 mm o 200 × 265 mm
1 par	Valvas de retracción lateral	Integradas/desmontables (60 mm o 90 mm de profundidad)
1	Valva central ajustable	47 × 80 mm, 62 × 76 mm o 80 × 80 mm
1	Embalaje protector de almacenamiento	Caja de transporte individual

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El separador Balfour es un instrumento quirúrgico autoestático fundamental, diseñado para proporcionar una separación estable y manos libres de los bordes de la herida durante operaciones abdominales generales y pélvicas. Mediante el uso de una barra transversal de deslizamiento suave y un mecanismo de bloqueo por tornillo de fijación, este instrumento mantiene la retracción bilateral de la pared abdominal, minimizando la fatiga del ayudante.

Diseñado para adaptarse a una amplia variedad de incisiones quirúrgicas y perfiles físicos de pacientes, el separador Balfour se fabrica en tres configuraciones clínicas estandarizadas: un marco de 200 × 155 mm (con valva central de 47 × 80 mm y valvas laterales de 60 mm de profundidad), un marco de 200 × 235 mm (con valva central de 62 × 76 mm y valvas laterales de 60 mm de profundidad) y un marco grande de 200 × 265 mm (con valva central de 80 × 80 mm y valvas laterales de 90 mm de profundidad). Cada opción cuenta con una valva central ajustable en un tercer brazo para desplazar la vejiga o el contenido visceral de forma atraumática.

Fabricado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), Retractor Maker suministra el separador Balfour no estéril y totalmente autoclavable dentro de un embalaje protector individual, ofreciendo

una durabilidad robusta y un rendimiento clínico confiable en salas quirúrgicas de todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest