



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Hohmann à angle droit

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Hohmann à angle droit

SKU RM-HRRA-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
9 ½" Overall Length — 24.13 cm length, 7" handle, coude à angle droit 40 mm	RM-HRRA-1-1	\$84
9 ¾" Overall Length — 24.76 cm length, 7" handle, coude à angle droit 18 mm	RM-HRRA-1-2	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Hohmann à angle droit est un instrument chirurgical orthopédique spécialisé, conçu pour offrir un levier tissulaire perpendiculaire direct et une exposition osseuse optimale lors des reconstructions de la hanche et des ostéotomies pelviennes complexes. Doté d'une lame à angle droit véritable, cet écarteur permet aux équipes chirurgicales de rétracter proprement les plans musculaires profonds sans encombrer le champ opératoire ni exercer de vecteurs de pression inégaux.

Adapté aux différentes profondeurs anatomiques, l'écarteur de Hohmann à angle droit est proposé en deux variantes de taille. Le modèle de 9 ½-inch (24.13 cm) (84 \$) présente un manche de 7-inch configuré avec un angle droit profond de 40 mm, idéal pour les expositions pelviennes et postérieures de la hanche. Le modèle de 9 ¾-inch (24.76 cm) (79 \$) dispose d'un manche de 7-inch avec un angle de 18 mm pour les profondeurs intermédiaires. Son bec profilé s'accroche solidement aux marges osseuses pour éviter tout glissement accidentel sous une forte contre-traction.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) chirurgical de qualité supérieure avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Hohmann à angle droit pour résister à des couples mécaniques élevés et à des cycles d'autoclave répétés, offrant aux équipes de traumatologie et d'arthroplastie une durabilité clinique et une précision infaillibles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest