



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Bellucci Endaural-Sperrer

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Bellucci Endaura I-Sperrer

SKU RM-BER-1

\$174 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Massives Blatt mit 2 stumpfen Zähnen	RM-BER-1-1	\$174
Massives Blatt mit 2 scharfen Zähnen	RM-BER-1-2	\$174

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Bellucci Endaural-Sperrer ist ein präzises otologisches chirurgisches Instrument, das speziell für die freihändige Freilegung des äußeren Gehörgangs und der Mittelohrstrukturen bei endauralen Zugängen entwickelt wurde. Die extrem gebogene distale Architektur hält das Weichteilgewebe zur Seite, ohne empfindliche Mikroinstrumente oder den Strahlengang des Operationsmikroskops zu behindern.

Konzipiert für filigrane mikrochirurgische Eingriffe, verfügt dieses Modell über ein 4 ¼-Zoll (10,8 cm) langes Chassis für präzise manuelle Kontrolle. Das Instrument ist in zwei spezialisierten Valvenkonfigurationen erhältlich: eine massive Valve mit 2 stumpfen Zähnen zur schonenden Gewebemobilisierung oder eine massive Valve mit 2 scharfen Zähnen für eine sichere periostale Verankerung. Alle Valvenränder sind glatt und abgerundet, um lokale Gewebetraumata zuverlässig zu vermeiden.

Geschmiedet aus hochwertigem medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer reflexionsfreien, satinierten Mattierung, fertigt Retractor Maker den Bellucci Endaural-Sperrer nach strengen klinischen Toleranzen. Dies gewährleistet eine reibungslose mechanische Arretierung, hohe Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für HNO-Abteilungen weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest