



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Brunner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Brunner

SKU RM-BRUN-1

\$54 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
89 × 19 mm	RM-BRUN-1-1	\$54
101 × 25 mm	RM-BRUN-1-2	\$56
120 × 25 mm	RM-BRUN-1-3	\$58
130 × 29 mm	RM-BRUN-1-4	\$60
140 × 29 mm	RM-BRUN-1-5	\$62
159 × 29 mm	RM-BRUN-1-6	\$64
178 × 29 mm	RM-BRUN-1-7	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Brunner est un instrument de rétraction pour cavités profondes essentiel, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction fiable des tissus mous et des masses musculaires lors d'interventions chirurgicales majeures abdominales, thoraciques et pelviennes. Conçu avec une lame allongée à angle droit se terminant par un rebord de retenue prononcé, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de déplacer des couches de tissus épaisses avec un effort manuel minimal.

Conçue pour une adaptabilité procédurale totale, cette série d'écarteurs de Brunner présente une longueur totale uniforme de 25.5 cm associée à sept dimensions de lame progressives : 89 × 19 mm (\$54), 101 × 25 mm (\$56), 120 × 25 mm (\$58), 130 × 29 mm (\$60), 140 × 29 mm (\$62), 159 × 29 mm (\$64), et une configuration extra-profonde de 178 × 29 mm (\$69). La face large de la lame assure une répartition uniforme de la pression

pour prévenir la nécrose tissulaire, tandis que le manche ergonomique en forme de larme garantit une prise ferme et antidérapante pendant les contre-tractions prolongées.

Forgé à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Brunner pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux équipes de chirurgie générale, orthopédique et gynécologique une durabilité et des performances cliniques exceptionnelles.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest