



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Fiber Optik Aydınlatmalı Halka Meme Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Fiber Optik Aydınlatmalı Halka Meme Ekartörü

SKU RM-RBR-FO-339-1

\$339 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Fiber Optik Aydınlatmalı Halka Meme Ekartörü	Elde tutulan meme ekartörü, halka uç, entegre ışık demeti
1	Üniversal Işık Kablosu Adaptörü	Standart ameliyathane fiber optik kablolarına bağlanır
1	Koruyucu Kılıf / Kutu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Fiber Optik Aydınlatmalı Halka Meme Ekartörü, derin meme ceplerinde doğrudan ve gölgesiz optik aydınlatma ile geniş doku elevasyonunu birleştirmek için özel olarak tasarlanmış, birinci sınıf aydınlatmalı estetik ve rekonstrüktif plastik cerrahi ekartördür. Yüksek yoğunluklu fiber optik ışığı doğrudan bıçak alt yüzeyi boyunca kanalize eden bu alet, submusküler ve subglandüler alanlardaki optik gölgeleri ortadan kaldırarak cerrahların tam hemostazı ve hassas cep sınırlarını doğrulamasına olanak tanır.

Meme büyütme ve rekonstrüksiyonu sırasında üstün cerrahi erişim için üretilen bu Fiber Optik Aydınlatmalı Halka Meme Ekartörü modeli (\$339), meme parankimini ve pektoralis majör kasını atravmatik olarak kavrayan anatomik olarak kavisli halka şeklinde bir uca sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliği ve yüksek iletimli optik cam fiberlerin birleşimiyle el işçiliğiyle üretilen alet, standart ameliyathane ışık kablolarıyla (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) uyumlu entegre bir üniversal konnektör içerir. Ergonomik sapı, asistanlar için yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Tüm açık metal yüzeylerde yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Fiber Optik Aydınlatmalı Halka Meme Ekartörü'nü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir. Bu ürün, dünya çapındaki plastik, estetik ve onkolojik meme cerrahisi merkezlerine olağanüstü optik iletim, sarsılmaz yapısal rijitlik ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest