



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Descompresión Cushing

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Descompresión Cushing

SKU RM-CDR-215-1

\$59 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador de Descompresión Cushing	Longitud de 21.5 cm, hoja de silla fenestrada de 13 × 19 mm	\$59
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$59

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Descompresión Cushing es un retractor neuroquirúrgico y espinal aclamado internacionalmente, diseñado específicamente para proporcionar una retracción tisular precisa y de baja presión junto con una visualización óptima en corredores quirúrgicos profundos. Diseñado con una geometría distintiva de gancho de silla hueco, este instrumento permite a los cirujanos movilizar y proteger las raíces nerviosas delicadas, los márgenes del saco tecal y el tejido dural, preservando al mismo tiempo una línea de visión abierta directamente a través de la arquitectura de la hoja.

Construido para maximizar la visibilidad quirúrgica durante descompresiones intrincadas, este modelo de Separador de Descompresión Cushing presenta una longitud total de 21.5 cm que alcanza fácilmente patologías profundas de la columna vertebral y la base del cráneo. Su extremo de trabajo incorpora una hoja fenestrada de 13 mm de ancho por 19 mm de largo que asegura el tejido de forma segura, permitiendo que la luz y la visión microscópica pasen sin obstáculos. El mango plano ergonómico proporciona a los asistentes quirúrgicos un brazo de palanca manual sin fatiga y una retroalimentación táctil refinada.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico de primera calidad con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker fabrica el Separador de Descompresión Cushing bajo estrictos estándares clínicos, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y compatibilidad total con autoclave para centros neuroquirúrgicos y de columna en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)