



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur vaginal Sims — Manche creux ergonomique

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur vaginal Sims — Manche creux ergonomique

SKU RM-SVRHGH-23-1

\$89 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
70 mm × 25 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-1	\$89
76 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-2	\$94
90 mm × 38 mm — 23 cm	RM-SVRHGH-23-1-3	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur vaginal Sims — Manche creux ergonomique représente une évolution ergonomique avancée à extrémité unique du spéculum classique, conçu spécifiquement pour assurer un écartement profond de la paroi vaginale tout en minimisant la fatigue manuelle de l'assistant. Conçu avec une lame en bec de canard allongée à angle droit se terminant par un rebord de rétention doux, cet instrument abaisse la paroi vaginale postérieure en douceur, établissant un couloir opératoire statique large vers le col de l'utérus et la voûte apicale.

Conçu pour offrir un profil de surface lisse et hygiénique avec une garantie à vie contre la rouille, cet écarteur vaginal Sims — Manche creux ergonomique présente une longueur totale de 23 cm qui maintient les mains de l'assistant bien à l'écart du champ opératoire. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), le profil de la lame mousse atraumatique à extrémité unique est disponible en trois dimensions cliniques distinctes : 70 mm × 25 mm (89 \$), 76 mm × 38 mm (94 \$) et 90 mm × 38 mm (99 \$). Son manche creux hermétiquement scellé réduit considérablement le poids total de l'instrument tout en offrant une stabilité de prise manuelle exceptionnelle.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet sur les surfaces de préhension, Retractor Maker fabrique l'écarteur vaginal Sims — Manche creux ergonomique pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres chirurgicaux d'obstétrique, de gynécologie et d'urogynécologie du monde entier une durabilité supérieure, une résistance à la corrosion et une fiabilité clinique totale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest