



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador de Raíz Nerviosa Tipo McCulloch

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador de Raíz Nerviosa Tipo McCulloch

SKU RM-MNRR-1

\$64 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
12.8 cm	RM-MNRR-1-1	\$64
14.5 cm	RM-MNRR-1-2	\$74

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador de Raíz Nerviosa Tipo McCulloch es un instrumento especializado para microcirugía de columna, diseñado específicamente para proporcionar una retracción y protección segura y no traumática de las raíces nerviosas transversales y el saco tecal durante la escisión de discos lumbares. Diseñado con un vástago delgado y alargado, este separador permite a los cirujanos de columna trabajar cómodamente en ventanas interlaminares profundas sin obstruir la visualización microscópica ni amontonar los microinstrumentos.

Construido para proporcionar el alcance necesario en entornos complejos de columna, este modelo de Separador de Raíz Nerviosa Tipo McCulloch mantiene una huella de hoja uniforme con una hoja roma de 6.0 mm de ancho. La configuración de la punta incorpora un extremo de trabajo romo angulado a 90 grados, contorneado para acunar las raíces nerviosas suavemente, evitando la neuropraxia por tracción focal o laceraciones dures accidentales. Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento ofrece dos longitudes de vástago seleccionables: 12.8 cm (\$64) para corredores estándar y 14.5 cm (\$74) diseñado para ofrecer el alcance necesario en sitios quirúrgicos más profundos. Su mango ergonómico ofrece una respuesta táctil refinada.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador de Raíz Nerviosa Tipo McCulloch para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural y durabilidad clínica completa para centros de neurocirugía y ortopedia de columna en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest