



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)

SKU RM-FK-1

\$4,999 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	アダプター付きFK-WO TORSベーシックフレーム	主要構造フレームアセンブリ
1	FK-WO TORSベーシックフレーム用アダプター	マウント接続用アダプター
1	腫瘍把持鉗子または吸引チューブ用アダプター	補助器具取り付け用アダプター
1	ライトクリップ	側方ケーブル接続用
2	頬レトラクター	曲型プロファイル
1	排煙用吸引チューブ	4.0 × 170 mm
10 pcs	歯冠プロテクター	ラテックスフリー、オートクレーブ不可
1	下顎ブレード	11 cm
1	喉頭ブレード	17 cm、凹型
1	舌ブレード	曲型
1	舌ブレード	曲型、右側開放
1	舌ブレード	曲型、左側開放
1	Weinstein-O'Malley TORSブレード	標準TORSプロファイル
2	小型TORSブレード（左）	コンパクトな左側用構成

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
2	小型TORSブレード（右）	コンパクトな右側用構成
1	滅菌用ボックス	FK-WO TORSセット用成形トレイ

製品詳細

FK Retractor (Feyh-Kastenbauer)は、舌根部、下咽頭、声門上部、および喉頭への最適な可視化と術野確保を目的として設計された、国際的に高く評価されている経口手術プラットフォームです。TORS（経口ロボット手術）や内喉頭レーザーマイクロサージャリーに最適化されており、組織の干渉を受けることなくロボットアームや顕微鏡による観察を可能にする、広く堅牢な術野通路を確立します。

FK-WO TORSベーシックフレームを中心に構成されたこのFK Retractor (Feyh-Kastenbauer)コンプリートセットには、把持鉗子や吸引チューブ用の特殊マウントアダプター、ライトケーブルクリップ、曲型頬レトラクター、専用の4.0 × 170 mm排煙吸引チューブ、および10個のラテックスフリー歯冠プロテクターが含まれています。ブレードアセンブリは、11 cmの下顎ブレード、17 cmの凹型喉頭ブレード、標準および側面開放型の曲型舌ブレード、そして両側用のWeinstein-O'Malley TORSブレードを統合し、比類のない臨床的柔軟性を提供します。

専用の堅牢な滅菌用ボックスに収納されており、Retractor Makerは高品質の生体適合性プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）と特殊合金を使用してFK Retractor (Feyh-Kastenbauer)を製造し、信頼性の高い安定性と術者に配慮した人間工学を世界中の耳鼻咽喉科へお届けします。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest