



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Direct Access Anterior Broaching Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Direct Access Anterior Broaching Ekartörü

SKU RM-DAABR-1

\$99 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Sol Yönelim — 9" (22.86 cm), 57 mm bleyd	RM-DAABR-1-1	\$99
Sağ Yönelim — 9" (22.86 cm), 57 mm bıçak	RM-DAABR-1-2	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Direct Access Anterior Broaching Ekartörü, doğrudan anterior yaklaşım (DAA) total kalça artroplastisinin femoral hazırlık aşamasında net, stabil yumuşak doku ve kas açıklığı sağlamak için özel olarak tasarlanmış bir ortopedik cerrahi alettir. Proksimal femuru yara ağzına yükseltmek için tasarlanan bu ekartör, cerrahların doku sıkışmasıyla karşılaşmadan veya tensor fasciae latae'ye zarar vermeden femoral kanalı broşlamasına olanak tanır.

Hassas eklem kaldıracı için üretilen bu Direct Access Anterior Broaching Ekartörü konfigürasyonu, geniş 57 mm bıçak profili ile eşleştirilmiş 9-inç (22.86 cm) toplam yapısal erişime (\$99) sahiptir. Çalışma ucu, kemik hatlarını pürüzsüzce kaldıraçlamak, greater trokanter veya femoral boynun arkasına güvenli bir şekilde takılmak üzere tasarlanmış özel kavisli sivri bir ucla biçimlendirilmiştir. Cerrahlar, cerrahi yaklaşımla mükemmel uyum sağlamak için özel Sol ve Sağ operasyonel oryantasyonlar arasından seçim yapabilirler.

Yansıma yapmayan saten mat yüzeye sahip birinci sınıf tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Direct Access Anterior Broaching Ekartörü'nü yoğun ortopedik torka ve tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üreterek, dünya çapındaki kalça rekonstrüksiyon cerrahlarına olağanüstü dayanıklılık ve klinik stabilite sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest