



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Biggs Mammoplasty Retractor standard

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ретрактор Biggs Mammaplasty Retractor standard

SKU RM-BMRS-1

\$69 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Biggs Mammaplasty Retractor standard	Длина 8" (20.3 cm), ширина лезвия 50.0 mm	\$69
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$69

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Стандартный ретрактор для маммопластики Biggs Mammaplasty Retractor standard является незаменимым ручным хирургическим инструментом, разработанным специально для обеспечения широкой атравматичной экспозиции мягких тканей во время эстетических и реконструктивных операций на молочной железе. Благодаря анатомически изогнутому лезвию, которое плавно ложится под лоскуты паренхимы, этот инструмент позволяет хирургической бригаде поддерживать стабильную элевацию кармана, минимизируя усталость ассистента.

Данная конфигурация Biggs Mammaplasty Retractor standard имеет общую длину 8 дюймов (20.3 cm) (\$69) и расширенный профиль лезвия 50.0 mm. Широкая контактная поверхность равномерно распределяет механическую противотягу по железистым и мышечным слоям, предотвращая локальные кровоподтеки или разрывы тканей при формировании субпекторального кармана. Эргономичная плоская рукоятка обеспечивает устойчивый рычаг без утомления кисти во время длительных диссекций.

Изготовленный из высококачественной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатиновым матовым покрытием, Biggs Mammaplasty Retractor standard от Retractor Maker выдерживает многократные циклы стерилизации, обеспечивая пластическим хирургам во всем мире высокую долговечность и хирургическую точность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest