



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Gifford-Jansen

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Gifford-Jansen

SKU RM-GJR-115-1

\$84 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
3×3 Configuration des griffes — Pointes pointues ou mousses	RM-GJR-115-1-1	\$84
Disposition 4×4 griffes — Pointes pointues ou mousses	RM-GJR-115-1-2	\$89

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Gifford-Jansen est un écarteur chirurgical autostatique spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer une rétraction précise et autonome des tissus mous et du périoste dans les champs opératoires restreints. Principalement utilisé en otologie, en chirurgie mastoïdienne et lors d'approches neurochirurgicales mineures, cet écarteur compact maintient les berges de la plaie ouvertes sous tension mécanique, éliminant ainsi la fatigue de l'assistant lors du fraisage osseux délicat.

Conçu pour un dégagement de travail optimal, ce modèle d'écarteur Gifford-Jansen conserve une empreinte de longueur totale fixe de 11.5 cm, offrant une grande maniabilité sans encombrer le site opératoire. Les chirurgiens peuvent personnaliser l'instrument parmi deux options structurales de griffes : une configuration 3×3 dents (\$84) ou une configuration élargie 4×4 dents (\$89). Les deux modèles sont disponibles avec des pointes pointues (Sharp) pour une prise sûre et sans glissement dans les fascias denses, ou des pointes mousses (Blunt) conçues pour minimiser le traumatisme structurel sur les couches de tissus mous délicats.

Forgé en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker produit l'écarteur Gifford-Jansen selon des tolérances cliniques strictes, offrant une haute résistance à la corrosion, un verrouillage mécanique fluide et une durabilité totale en autoclave pour les blocs opératoires d'ORL et de neurochirurgie du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest