



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Nasal de Extremidade Dupla Cerkes

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Nasal de Extremidade Dupla Cerkes

SKU RM-CDENR-1

\$69 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno (10×7 mm & 15×7 mm)	RM-CDENR-1-1	\$69
Grande (30×8 mm & 35×10 mm)	RM-CDENR-1-2	\$74

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Nasal de Extremidade Dupla Cerkes é um afastador cirúrgico especializado para rinoplastia, desenvolvido especificamente para fornecer elevação de tecido em múltiplas profundidades e exposição anatômica precisa durante procedimentos nasais estéticos e reconstrutivos. Projetado em colaboração com técnicas avançadas de rinoplastia, este instrumento de extremidade dupla permite que os cirurgiões mobilizem o envelope cutâneo nasal e as cartilagens laterais inferiores sem trocar de instrumentos no meio da dissecação.

Construído para flexibilidade processual refinada, este modelo do Afastador Nasal de Extremidade Dupla Cerkes apresenta um comprimento total de 15 cm e é fabricado em duas configurações de lâmina de extremidade dupla selecionáveis. A Configuração Pequena (\$69) integra uma lâmina de 10 mm × 7 mm em um lado e uma lâmina de 15 mm × 7 mm no lado oposto, enquanto a Configuração Grande (\$74) apresenta uma lâmina expansiva de 30 mm × 8 mm emparelhada com uma lâmina de 35 mm × 10 mm. As bordas lisas e contornadas da lâmina evitam rupturas na mucosa, mantendo um afastamento rígido e estável.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Nasal de Extremidade Dupla Cerkes para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando aos cirurgiões plásticos e otorrinolaringologistas em todo o mundo um equilíbrio tátil excepcional, resistência à corrosão e longevidade cirúrgica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest