



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Krasky

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Krasky

SKU RM-KRK-28-1

\$99 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Krasky Retractor	Dimensions / Détails : longueur totale de 28 cm, lame de 50 × 25 mm, 6 dents acérées · Quantité incluse : 1	\$99
Étui / Boîte de protection	Dimensions / Détails : emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$99

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Krasky est un instrument de chirurgie en cavité profonde indispensable, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement musculaire fiable et antidérapant ainsi qu'une exposition optimale des berges de la plaie lors d'interventions abdominales et orthopédiques majeures. Conçu avec une lame courbe allongée, cet écarteur permet aux assistants chirurgicaux d'appliquer une contre-traction constante sur des masses tissulaires importantes sans glisser dans le champ opératoire.

Conçu pour une contre-traction chirurgicale intensive, cette configuration spécifique de l'écarteur de Krasky présente une longueur totale d'outil de 28 cm (\$99). Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), sa partie travaillante intègre une géométrie de lame courbe de 50 mm de long par 25 mm de large, équipée de 6 dents acérées de type râteau qui agrippent fermement les tissus fibreux denses et les plans musculaires épais. Le manche ergonomique offre aux assistants opératoires un levier manuel supérieur, réduisant la fatigue manuelle lors des expositions chirurgicales de plusieurs heures.

Forgé avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Krasky pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux équipes de chirurgie générale, orthopédique et traumatologique du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une rigidité structurelle et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest