



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Hargis Medial Ramus

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Hargis Medial Ramus

SKU RM-HMRR-1

\$59 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Voltado para o Lado Esquerdo — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-1	\$59
Face Lado Direito — 7 ¾" (19.7 cm)	RM-HMRR-1-2	\$59

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Hargis Medial Ramus é um afastador cirúrgico ortognático especializado, desenvolvido especificamente para fornecer acesso seguro e desobstruído à superfície medial do ramo ascendente da mandíbula. Projetado para deslizar suavemente entre o córtex do ramo medial e o músculo pterigoideo medial, este instrumento protege o nervo, a artéria e a veia alveolar inferior acima do forame mandibular durante os cortes de osteotomia horizontal.

Construído para acomodar abordagens cirúrgicas bilaterais, o Afastador Hargis Medial Ramus oferece uma estrutura de comprimento total fixo de 7 ¾ inches (19.7 cm, \$59). O instrumento é fabricado em dois formatos anatômicos espelhados selecionáveis no menu: uma variação voltada para o Lado Esquerdo e uma variação voltada para o Lado Direito. A ponta da lâmina curva e atraumática envolve confortavelmente a borda posterior e medial do ramo, evitando o deslizamento do tecido e mantendo as mãos do assistente cirúrgico seguras fora da linha de visão operatória.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Hargis Medial Ramus para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, proporcionando aos cirurgiões bucomaxilofaciais e reconstrutores faciais em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e confiabilidade clínica.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)