



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Kirschner Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Kirschner Ekartör

SKU RM-KR-SET-1

\$449 USD

BİLEŞEN LİSTESİ

ADET	BİLEŞEN	BOYUTLAR / AÇIKLAMA
1	Kendinden Tutmalı Kılavuz Raylı Taban Çerçevesi	Oval veya Kare şasi (240×240 mm veya 340×240 mm)
4 ila 6 Kanat	Modüler Kunt Doku Kanatları	2 Kanatlı Çift Set veya 4 Kanatlı Tam Set seçeneği
4	Bireysel Tutucu Pim Kilitleri	Kanatları sabitlemek için kaydır ve kilitle mekanizmaları
2	Ergonomik Ekartör Pens Kirışlıkları	Pürüzsüz dış kenarlı, ultra hafif yapılı kollar
1	Koruyucu Saklama Kutusu	Standart taşıma ambalajı

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Kirschner Ekartör, özellikle majör genel cerrahi, jinekolojik ve ürolojik laparotomiler sırasında geniş, çok yönlü abdominal duvar ve visseral deplasman sağlamak üzere tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş kendinden tutmalı bir cerrahi ekartör sistemidir. Geniş çevre taban çerçevesi ile tasarlanan bu enstrüman, cerrahi ekiplerin birden fazla modüler kanadı özel açılarla konumlandırmasına olanak tanıyarak, manuel asistan yardımı gerektirmeden derin peritoneal ve retroperitoneal alanlara engelsiz, statik bir görsel koridor oluşturur.

Farklı hasta anatomilerine ve insizyon gereksinimlerine uyum sağlamak üzere üretilen bu Kirschner Ekartör serisi, 240 mm × 240 mm veya genişletilmiş 340 mm × 240 mm şasi kurulumunda seçilebilir çerçeve profilleri sunar. Premium ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen sistemde cerrahlar; iki adet 40 mm × 65 mm kanat ve iki adet 50 mm × 65 mm kanattan oluşan 2 Kanatlı Set (\$449) veya üç adet 50 mm × 65 mm, bir adet 80 mm × 90 mm, bir adet 98 mm × 50 mm ve bir adet 105 mm × 35 mm kanattan oluşan 4 Kanatlı Tam Set (\$499) arasında seçim yapabilirler. Bireysel kilitleme pimleri, intraoperatif kaymayı

önlemek için her bir kanadı çevre çerçeve boyunca sabitler.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker üretimi Kirschner Ekartör, tekrarlanan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretilmiştir; dünya çapındaki laparotomi üniteleri, onkolojik cerrahi merkezleri ve pelvik rekonstrüktif cerrahi salonları için olağanüstü mekanik stabilite, korozyon direnci ve tam otoklav dayanıklılığı sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest