



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Fisch con Articulación

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Fisch con Articulación

SKU RM-FRWJ-1

\$109 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
2 dientes derecha / placa dentada izquierda — 17 cm	RM-FRWJ-1-1	\$109
2 dientes izquierda / placa dentada derecha — 17 cm	RM-FRWJ-1-2	\$109

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Fisch con Articulación es un instrumento quirúrgico indispensable para otología y base del cráneo, diseñado específicamente para proporcionar una exposición estable y manos libres del hueso temporal, la mastoides y la fosa infratemporal. Diseñado con una articulación mecánica articulable, este separador se adapta dinámicamente a los contornos irregulares del cráneo, eliminando la obstrucción visual y manteniendo un corredor microquirúrgico rígido para el fresado de alta velocidad.

Fabricado para la precisión en abordajes anatómicos complejos, esta configuración del Separador Fisch con Articulación presenta una longitud total estándar de 17 cm (\$109). Los extremos de trabajo incorporan una disposición de ramas 3:3 semipuntiagudas y están disponibles en configuraciones de componentes asimétricos: 2 dientes a la derecha combinados con una placa dentada a la izquierda, o 2 dientes a la izquierda combinados con una placa dentada a la derecha. Esta disposición asimétrica permite que la valva dentada se ancle firmemente en el periostio retroauricular mientras que la placa dentada opuesta retrae suavemente el delicado colgajo meatal sin desgarrarlo.

Mecanizado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Fisch con Articulación para resistir ciclos repetitivos de esterilización hospitalaria, proporcionando a las salas de cirugía de ORL y base lateral del cráneo en todo el mundo una estabilidad mecánica superior, resistencia a la corrosión y durabilidad.

completa en autoclave.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest