



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Тубулярная ретракторная система

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Тубулярная ретракторная система

SKU RM-TRS-MIS-1

\$2,199 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 30 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 40 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 50 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 60 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 70 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 80 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 12-14 мм, длина 90 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 30 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 40 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 50 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 60 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 70 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 80 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 14-16 мм, длина 90 мм

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 30 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 40 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 50 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 60 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 70 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 80 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 16-18 мм, длина 90 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 30 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 40 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 50 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 60 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 70 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 80 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 18-20 мм, длина 90 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 30 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 40 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 50 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 60 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 70 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 80 мм
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Диаметр 27-29 мм, длина 90 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 6 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 8 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 10 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 12 мм

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 14 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 16 мм
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Диаметр 18 мм
1	Tubular Flexible Arm	Многошарнирный удерживающий кронштейн
1	Table Clamp Set	Крепление на рельс операционного стола
1	Sterilization Box	Специальный кейс для организованной обработки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Система Tubular Retractor System является важнейшей платформой малоинвазивных хирургических инструментов, разработанной для формирования щадящих мышечных коридоров во время сложных вмешательств на позвоночнике. Способствуя последовательному расширению тканей вместо травматичного отслоения мышц, эта система значительно минимизирует повреждение тканей, снижает послеоперационную боль и сокращает сроки реабилитации пациентов.

Разработанная для универсального применения на шейном и поясничном сегментах позвоночника, Tubular Retractor System включает обширный набор специализированных тубулярных портов диаметром 12-14 мм, 14-16 мм, 16-18 мм, 18-20 мм и 27-29 мм при длине от 30 мм до 90 мм. В комплект входят последовательные дилататоры от 6 мм до 18 мм, жесткий зажим для рельса стола и гибкий шарнирный кронштейн, который надежно фиксируется на операционном столе для жесткой блокировки рабочего тубуса над целевым межпозвонковым пространством.

Изготовленная с высокой точностью из немагнитной медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатинированным покрытием, компания Retractor Maker поставляет полную систему Tubular Retractor System в нестерильном виде, полностью пригодную для автоклавирования, в специальном стерилизационном боксе, что обеспечивает оптимальное управление стерильностью и организованную подготовку операционной.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest