



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Autoestático Wiltse-Gelpi

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Autoestático Wiltse-Gelpi

SKU RM-WGSRR-1

\$99 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
28.0 cm Diseño — Brazos con curvatura externa, puntas agudas, cierre de cremallera	RM-WGSRR-1-1	\$99
Diseño de 30.5 cm — Brazos con curvatura externa, puntas agudas, cierre de cremallera	RM-WGSRR-1-2	\$109

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Autoestático Wiltse-Gelpi es un separador quirúrgico ortopédico y de columna especializado, diseñado específicamente para proporcionar una retracción muscular profunda y manos libres durante abordajes espinales paraespinales y posterolaterales (abordaje de Wiltse). Diseñado con brazos de gran alcance curvados hacia afuera, este instrumento se ancla firmemente en los planos musculares pesados del multifido y el longísimo, manteniendo un corredor quirúrgico estático y amplio hacia las articulaciones facetarias y las apófisis transversas.

Construida para resistir ciclos frecuentes de esterilización en autoclave manteniendo una resistencia estructural excepcional, esta serie de Separadores Autoestáticos Wiltse-Gelpi se ofrece en dos longitudes totales: una configuración de 28 cm (\$99) para corredores lumbares posteriores estándar en adultos, y una configuración extendida de 30.5 cm (\$109) para sitios espinales bariátricos o de musculatura profunda. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el perfil de la punta de trabajo presenta brazos curvados hacia afuera que terminan en puntas afiladas para permitir una separación precisa del tejido y un anclaje seguro sin deslizamiento intraoperatorio. Su cierre mecánico de cremallera multiposición mantiene la contracción de forma fiable durante la decorticación y la colocación de tornillos pediculares.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Autoestático Wiltse-Gelpi para soportar cargas mecánicas pesadas, proporcionando a los centros de columna, salas de neurocirugía y quirófanos de trauma ortopédico de todo el mundo una durabilidad excepcional, resistencia a la corrosión y completa fiabilidad clínica.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest