



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Henahan リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Henahan リトラクター

SKU RM-HNHR-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
17 cm (approx. 6.7") — サイズ2 鈍的ブレード	RM-HNHR-1-1	\$44
20 cm (approx. 7.9") — サイズ2 鈍弁	RM-HNHR-1-2	\$49

製品詳細

Henahan リトラクターは、口腔内処置において頬、唇、および粘膜骨膜弁を安全かつ非外傷的に変位させるために特別に設計された、口腔外科・歯科・顎顔面外科に不可欠な手術用牽引器です。解剖学的に湾曲したブレード設計により、歯槽堤上の広い術野を確保しつつ、回転する歯科用バーや切削器具から軟組織を保護します。

多様な臨床アクセスに対応するため、この Henahan リトラクターモデルは、局所的な粘膜裂傷を防止するように設計された標準サイズ2の鈍的ブレード構成を備えています。術者は、ルーチンの口腔内アクセスに適した標準の 17 cm モデル (\$44)、または臼歯後三角や顎顔面深部の処置に適した延長 20 cm モデル (\$49) の2種類の全長から選択可能です。人間工学に基づいたフラットハンドルは、長時間の操作においても手術助手へ安定した疲労の少ない手動レバレッジを提供します。

反射防止のサテンマット仕上げを施した医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から製造されており、Retractor Maker は厳格な臨床基準に従って Henahan リトラクターを製造しています。高い耐食性、揺るぎない構造的剛性、そして世界中の歯科、口腔外科、顔面再建クリニックにおける完全なオートクレーブ耐久性を備えています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest