



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Bookwalter (Estándar)

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Bookwalter (Estándar)

SKU RM-SBR-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Poste de campo Bookwalter	12" (30.5 cm)
1	Barra horizontal Bookwalter	Estándar
1	Acoplador de poste Bookwalter	Alta resistencia
1	Barra flexible horizontal Bookwalter	1" de diámetro (2.5 cm)
2	Trinquetes estándar Bookwalter	Sin inclinación
7	Mecanismos de trinquete basculante Bookwalter	Multi-ángulo
1	Anillo ovalado mediano	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Anillo segmentado mediano	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
2	Valvas Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
4	Valvas Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
4	Valvas Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
4	Valvas Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
4	Valvas Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
4	Valvas Kelly	2" × 7" (5.1 × 17.8 cm)

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Valva maleable	3" x 6" (7.6 x 15.2 cm)
2	Valvas maleables	2" x 6" (5.1 x 15.2 cm)
1	Caja de esterilización	Estuche organizador perforado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Sistema Separador Bookwalter – Estándar es un retractor autoestático montado en la mesa diseñado para ofrecer una exposición estable y manos libres durante procedimientos abdominales abiertos mayores. Su estructura modular combina un poste de campo, componentes de soporte horizontal, anillos retractores y mecanismos de trinquete ajustables para sostener las valvas seleccionadas alrededor del campo operatorio.

La configuración Estándar incluye un anillo ovalado mediano, un anillo segmentado mediano, mecanismos de trinquete estándar y basculantes, y una selección de valvas Balfour, Kelly y maleables. El Separador Bookwalter se suministra en una caja de esterilización perforada específica para un almacenamiento y procesamiento organizados.

El Separador Bookwalter se suministra no estéril y está diseñado para ser limpiado y esterilizado antes de su uso de acuerdo con los procedimientos validados del centro sanitario.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest