



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Многофункциональная головная рама Sugita

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Многофункциональная головная рама Sugita

SKU RM-SMH-SET-1

\$4,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Держатель Smart Fix C	Жесткое С-образное шасси, соединяющее базовую раму с операционным столом
1	Шарнирное соединение Smart Fix	Шарнирный соединительный блок, включающий 2 специальных крепежных винта
1	Стопорная втулка Smart Fix	Фиксирующее направляющее кольцо, предотвращающее осевое смещение рамы
1 Set	Головной штифт Smart Fix, стандартный	Конический штифт для фиксации черепа при стандартной краниотомии у взрослых
1 Set	Головной штифт Smart Fix, длинный	Удлиненный штифт для фиксации черепа при толстых профилях свода черепа
1	Гибкий базовый блок	Многошарнирная артикуляционная база, соединяющая крепления к столу
1	Рамный блок	Полукруглая основная структурная дуга, обеспечивающая крепление принадлежностей на 360°
1 Set	Пружинные ретракторы для скальпа	Ретракторы для края скальпа с эластичным натяжением для гемостатического удержания
1	Регулятор пружинного крючка	Механизм регулировки натяжения, контролирующий тягу крючка для скальпа

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1 Set	Retractor Slide Adjustor II	Высокоточный скользящий держатель для мозговых шпателей с микроподачей
1	Подставка для рук (центральная)	Эргономичный стабилизатор предплечья и запястья для микрохирурга
1	Подставка для рук R	Правосторонняя анатомическая опора для предплечья
1	Подставка для рук L	Левосторонняя анатомическая опора для предплечья
1	Регулируемая подставка для рук с куполообразным винтом	Шарнирная подставка для рук с сферической куполообразной фиксацией
1	Регулируемая подставка для рук со слайдом	Продольно скользящая подставка для рук для различных операционных углов
1	Гнездо для инструментов	Стерильный лоток-держатель для отсасывающих трубок и микроинструментов
1	Хлопковая пластина	Платформа для размещения нейрохирургических салфеток и тупферов
1	Регулятор хлопковой пластины	Шарнирный позиционирующий рычаг для платформы с хлопковыми салфетками
1	Крепление для дополнительного отверстия	Вспомогательный монтажный кронштейн для периферических мозговых ретракторов
1	Стерилизационный бокс	Специальный алюминиевый/нержавеющий контейнер для организации транспортировки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Многофункциональная головная рама Sugita — это всемирно признанная нейрохирургическая система для фиксации черепа и микрохирургической ретракции, разработанная специально для обеспечения жесткой иммобилизации черепа и многовекторной ретракции мозга во время сложных открытых краниотомий и операций на основании черепа. Эта головная рама, предназначенная для надежного крепления к рельсам операционного стола, создает ультрастабильный полукруглый периметр вокруг операционного поля, позволяя нейрохирургам располагать деликатные микрошпатели, крючки для скальпа и физиологические опоры с абсолютной механической устойчивостью под операционными микроскопами.

Созданная в соответствии с клиническими спецификациями, эта многофункциональная головная рама Sugita в полном комплекте (\$4,999) включает в себя обширный модульный набор из 21 компонента, разработанный для всесторонней оперативной универсальности. Изготовленная вручную из немецкой нержавеющей стали, основная архитектура включает гибкий базовый блок и жесткий рамный блок в сочетании с держателем Smart Fix C, шарнирным соединением Smart Fix (включая 2 крепежных винта),

стопорной втулкой Smart Fix, а также стандартными и длинными головными штифтами для нескользкой фиксации черепных штифтов. Сборочный узел для микрохирургических манипуляций включает левую и правую подставки для рук, регулируемые подставки для рук с куполообразными винтами и направляющими, гнезда для инструментов, хлопковые пластины с регуляторами, пружинные ретракторы для скальпа с регуляторами, крепление для дополнительного отверстия и механизмы Retractor Slide Adjustor II, все это размещено внутри специального прочного стерилизационного бокса.

Изготовленная с антибликовой сатиновой матовой поверхностью, Retractor Maker производит многофункциональную головную раму Sugita, чтобы выдерживать многократные циклы больничной автоклавной стерилизации, обеспечивая нейрохирургические центры, отделения черепно-мозговой травмы и институты основания черепа по всему миру исключительной механической стабильностью, коррозионной стойкостью и полной долговечностью при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest