



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Biggs standard pour plastie mammaire

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Biggs standard pour plastie mammaire

SKU RM-BMRS-1

\$69 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Biggs Mammoplasty Retractor standard	Longueur de 8" (20.3 cm), lame de 50.0 mm de large	\$69
Housse / Boîte de protection	Emballage de transport individuel	\$69

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Biggs standard pour plastie mammaire est un instrument chirurgical manuel indispensable, conçu spécifiquement pour offrir une exposition large et atraumatique des tissus mous lors de chirurgies esthétiques et reconstructrices du sein. Conçu avec une lame anatomiquement courbe qui s'adapte en douceur sous les lambeaux de tissu parenchymateux, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de maintenir une élévation étendue de la loge tout en minimisant la fatigue de l'assistant.

Optimisée pour un dégagement tissulaire idéal, cette configuration de l'écarteur de Biggs standard présente une longueur totale de 8" (20.3 cm) (\$69) et un profil de lame élargi de 50.0 mm. La face de contact large répartit uniformément la contre-traction mécanique sur les plans glandulaires et musculaires, évitant ainsi les ecchymoses ou les déchirures tissulaires localisées lors de la création de la loge sous-pectorale. Son manche plat ergonomique assure un levier manuel stable et sans fatigue tout au long des dissections prolongées.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Biggs standard pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens plasticiens et reconstructeurs du monde entier une durabilité élevée et une précision chirurgicale.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest