



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Markham-Meyerding 片側椎弓切除用開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Markham-Meyerding 片側椎弓切除用開創器

SKU RM-MMHR-17-1

\$124 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小 — 40 mm x 25 mm 弁	RM-MMHR-17-1-1	\$104
中サイズ — 50 mm x 25 mm blade	RM-MMHR-17-1-2	\$114
大 — 60 mm x 25 mm 弁	RM-MMHR-17-1-3	\$124

製品詳細

Markham-Meyerding 片側椎弓切除用開創器は、後方腰椎椎弓切除術および椎間板切除術において、安定した片側の術野を確保・維持するために設計された特殊な脊椎外科用開創器です。非対称のワーキングフレームで設計されており、一方のフックを棘突起に固定しながら、同時にもう一方のブレードで厚い傍脊柱筋を椎弓から外側へ圧排します。

臨床仕様に基づいて製造されたこのMarkham-Meyerding 片側椎弓切除用開創器は、全長17 cm (\$124) の固定サイズで、購入時の構成メニューから2種類の解剖学的レイアウトを選択可能です。オプション1は左側に63.5 mm長 × 25 mm幅のブレード、右側にシングルフックを備え、オプション2は右側にブレード、左側にフックを備えています。多段階のメカニカルラチェットロックにより、持続的なカウンター・トラクションを自動的に維持し、深部管の除圧操作中における助手の疲労を軽減します。

プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げが施されています。Retractor Makerは、繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうるようこの製品を製造しており、世界中の脊椎センター、脳神経外科室、整形外科外傷ユニットに、強固な構造的剛性、高い耐食性、および完全な臨床的耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest