



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Schuknecht Fisch

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Schuknecht Fisch

SKU RM-SFR-13-1

\$114 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
2 Dientes (Disposición 2:2) — 13 cm de longitud, dientes semiagudos 2:2, desmontable	RM-SFR-13-1-1	\$114
3 Dientes (Disposición 3:3) — 13 cm de longitud, ramas 3:3 semiagudas, desmontable	RM-SFR-13-1-2	\$124

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Schuknecht Fisch es un retractor quirúrgico de base de cráneo lateral y otología, aclamado internacionalmente y diseñado específicamente para proporcionar una retracción perióstica y de tejidos blandos estable y sin manos en campos quirúrgicos confinados. Diseñado con un chasis articulado de autoretención, este instrumento mantiene abiertas las incisiones postauriculares bajo una tensión mecánica calibrada, eliminando la fatiga manual del asistente mientras preserva un corredor visual despejado bajo microscopios quirúrgicos.

Construido para una fiabilidad procedimental completa y facilidad de reprocesamiento, esta configuración del Separador Schuknecht Fisch presenta una longitud total de 13 cm. Fabricado a mano con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), el instrumento incorpora una configuración de valvas semiagudas disponible en dos variaciones seleccionables: un diseño de 2 dientes (arreglo 2:2) (\$114) para incisiones compactas o un diseño de 3 dientes (arreglo 3:3) (\$124) para márgenes de herida más amplios. Su diseño de reprocesamiento cuenta con piezas totalmente desmontables, lo que permite que el chasis mecánico se desarme rápidamente para una limpieza profunda conveniente y una fiabilidad de esterilización absoluta.

Forjado con un acabado mate satinado antirreflejante, Retractor Maker produce el Separador Schuknecht Fisch para resistir ciclos repetitivos de autoclave hospitalario, ofreciendo una estabilidad mecánica excepcional,

resistencia a la corrosión y durabilidad total en autoclave para salas de otorrinolaringología y quirófanos de neurocirugía en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)