



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Largo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Largo

SKU RM-WSRR-35-1

\$139 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Wide Self-Retaining Retractor	Lâminas lisas de 3.5" (8.89 cm) de largura, pontas de 10×12 mm, chassi com cremalheira	\$139
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual de transporte	\$139

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Largo é um expansor cirúrgico autoestático de primeira linha, projetado especificamente para fornecer um deslocamento amplo e contínuo das margens da ferida e retração de tecidos moles sem criar pontos de pressão focal. Projetado com lâminas sólidas expansivas em vez de dentes separados, este instrumento evita que o tecido adiposo e os ventres musculares sofram herniação ou deslizem entre os dentes, garantindo um corredor cirúrgico estático e desobstruído durante procedimentos complexos.

Construído segundo padrões de classe clínica premium (como a New Med Instruments), este modelo de Afastador Autoestático Largo apresenta uma largura de lâmina expansiva de 3.5 polegadas (8.89 cm, \$139) com lâminas lisas e largas em vez de dentes separados padrão. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico alemão de alta qualidade para garantir durabilidade, resistência à corrosão e autoclavagem completa, as lâminas elegantes de perfil baixo medem 10 mm × 12 mm nas pontas ativas para minimizar o trauma de entrada e maximizar a exposição. A mecânica utiliza um mecanismo de trava de cremalheira positiva combinado com cabos ergonômicos de anéis de dedo para uma retração suave, constante e mãos-livres.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Autoestático Largo para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, proporcionando estabilidade mecânica inabalável, alta resistência à corrosão e durabilidade clínica completa para salas de cirurgia geral, centros ortopédicos de

articulação e clínicas de reconstrução plástica em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest