



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Minnesota

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur Minnesota

SKU RM-MNR-55-1

\$39 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Modèle standard (sans aspiration)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Avec tube d'aspiration	RM-MNR-55-1-2	\$49

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Minnesota est un instrument de renommée internationale en chirurgie buccale, dentaire et maxillo-faciale, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement fiable et atraumatique des joues, des lèvres et de la langue lors des procédures intra-orales. Doté d'une tige décalée à double angle, cet instrument permet aux assistants opératoires de protéger efficacement les tissus buccaux délicats des fraises dentaires rotatives et des scies oscillantes, tout en maintenant un champ visuel étendu.

Conforme aux normes cliniques les plus strictes, cet écarteur Minnesota présente un profil longitudinal uniforme de 5.5 inches (13.97 cm) couplé à une lame de travail de 20.5 mm de large. Fabriqué à la main en Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument propose deux typologies distinctes sélectionnables : un modèle standard sans aspiration à surface pleine (\$39), ou une configuration avec canule d'aspiration (\$49) intégrant un canal d'évacuation continue des fluides directement sur la lame. Le manche central ergonomique assure un effet de levier manuel sans fatigue et une manipulation antidérapante.

Doté d'une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur Minnesota pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux services de chirurgie buccale, aux cliniques maxillo-faciales et aux centres dentaires du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest