



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Espinal Taylor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Espinal Taylor

SKU RM-TSR-1

\$74 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
7 ¼" (18.42 cm) — 3" (7.62 cm) profundidade — Laminectomia posterior cervical e torácica, coluna adolescente	RM-TSR-1-1	\$74
7 ½" (19.05 cm) — 3" ou 4" profundidade — Laminectomia e discectomia lombar adulta padrão	RM-TSR-1-2	\$79
8.0" (20.32 cm) — 4" (10.16 cm) de profundidade — Fusão lombar profunda, coluna bariátrica e exposições sacrais	RM-TSR-1-3	\$89

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Espinal Taylor é um clássico afastador cirúrgico de coluna projetado especificamente para fornecer um deslocamento potente e antiderrapante da musculatura paraspinal e ancoragem no processo espinhoso durante procedimentos espinhais posteriores. Projetado com uma lâmina alongada em ângulo reto terminando em uma ponta afiada em forma de espícula, este instrumento engancha diretamente sobre o processo espinhoso ou ancora nas margens do osso intervertebral, mantendo a espessa musculatura paraspinal lateralmente afastada da lâmina.

Construída para suportar ciclos frequentes de esterilização em autoclave, mantendo-se altamente resistente à corrosão, esta série de Afastador Espinal Taylor é oferecida em três comprimentos totais: 7 ¼ inches (18.42 cm, \$74), 7 ½ inches (19.05 cm, \$79) e 8 inches (20.32 cm, \$89). Fabricados manualmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) premium de grau cirúrgico, os cirurgiões podem selecionar entre dois tamanhos de lâmina em ângulo reto: uma profundidade de alcance de 3 inches (7.62 cm) para corredores lombares padrão ou uma profundidade de 4 inches (10.16 cm) para canais espinhais profundos e

pacientes musculosos. O layout do conjunto do cabo apresenta um design de extremidade única integrado em uma configuração de cabo sólido em L, construído para o posicionamento ideal da palma da mão, alto controle de tração e fixação de pesos por compressas.

Forjado com um acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Espinal Taylor para suportar imensas cargas de tração manual, oferecendo rigidez estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave para centros de coluna, unidades neurocirúrgicas e salas de cirurgia ortopédica em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)