



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Распатор-ретикулятор для медиальной ветви
челюсти и края орбиты

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Распатор-ретик улятор для медиальной ветви челюсти и края орбиты

SKU RM-MRORR-29-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Medial Ramus & Orbital Rim Retractor	Размеры / Детали: общая длина 29 см, анатомическое изогнутое краниофациальное лезвие · Количество: 1	\$49
Защитный чехол / коробка	Размеры / Детали: Индивидуальная транспортная упаковка · Количество: 1	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Распатор-ретикулятор для медиальной ветви челюсти и края орбиты является незаменимым инструментом в челюстно-лицевой хирургии, разработанным специально для безопасной и атравматичной ретракции мягких тканей вдоль глубоких костных контуров. Благодаря двойному анатомическому изгибу лезвия, этот ретрактор позволяет хирургам отводить периорбитальные ткани от края глазницы и аккуратно отделять медиальную крыловидную мышцу от восходящей ветви челюсти при сложных реконструкциях лица.

Созданный для деликатных краниофациальных вмешательств, требующих значительной глубины доступа, данный инструмент Retractor Maker имеет общую длину 29 см. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса; его легкий, но прочный профиль обеспечивает ассистенту превосходный рычаг, снижая утомляемость рук. Гладко отполированное рабочее лезвие надежно охватывает края кортикальной кости, предотвращая разрывы мягких тканей и защищая важные сосудисто-нервные пучки от вращающихся боров и остеотомов.

Инструмент имеет антибликовое сатинированное матовое покрытие и спроектирован Retractor Maker так, чтобы выдерживать многократные циклы стерилизации, обеспечивая высокую коррозионную стойкость, структурную жесткость и полную автоклавируемость для отделений челюстно-лицевой и

пластической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest