



# RETRACTOR MAKER

## BROCHURE PRODUIT DE

Cadre d'Écarteur Cervical

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Cadre d'Écarteur Cervical

**SKU** RM-CRF-1

**\$109 USD**

### TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

| TAILLE / OPTION        | SKU / DÉTAILS | PRIX (USD) |
|------------------------|---------------|------------|
| 16.5 cm bras rigides   | RM-CRF-1-1    | \$109      |
| Bras articulés 25.5 cm | RM-CRF-1-2    | \$119      |

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Cadre d'Écarteur Cervical est un châssis d'écarteur rachidien autostatique essentiel, conçu spécifiquement pour assurer une exposition stable et longitudinale des tissus mous lors des discectomies et fusions cervicales antérieures (ACDF). Conçu pour maintenir solidement des valves mousses et dentées interchangeables, ce cadre écarte les muscles longs du cou et rétracte les structures viscérales cervicales hors de l'espace discal sans maintien manuel.

Adapté aux diverses approches cliniques et anatomies cervicales, ce Cadre d'Écarteur Cervical est fabriqué en deux configurations structurelles distinctes. Le cadre de 16.5 cm de longueur (\$109) possède des bras rigides pour offrir une force de rétraction constante et sans fléchissement, minimisant les micro-mouvements involontaires lors des interventions sur un seul niveau. Le cadre étendu de 25.5 cm de longueur (\$119) est doté de bras articulés qui s'adaptent dynamiquement aux contours asymétriques des patients lors de procédures multiniveaux.

Forgé dans un Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique) supérieure avec une finition mate satinée antireflet, Retractor Maker produit le Cadre d'Écarteur Cervical pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux chirurgiens rachidiens et aux équipes de neurochirurgie une rigidité absolue, un coulisement fluide de la crémaillère et une durabilité totale en autoclave.



## MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

### CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sites web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

### SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest