



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur trachéal de Lukens

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur trachéal de Lukens

SKU RM-LTR-634-1

\$79 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Écarteur trachéal de Lukens	Dimensions / Détails : longueur 6 ¾" (17.1 cm), doubles lames 10 mm courbe & 7 mm angulaire · Quantité incluse : 1	\$79
Manchon / Boîte de protection	Dimensions / Détails : Emballage de transport individuel · Quantité incluse : 1	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur trachéal de Lukens est un écarteur chirurgical spécialisé à double extrémité pour les voies respiratoires, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement atraumatique des tissus mous et une stabilisation du cartilage trachéal lors des trachéotomies et des procédures cervicales. Conçu avec des lames asymétriques contrastées aux extrémités opposées d'un manche central, cet instrument permet aux équipes chirurgicales de passer sans effort du maintien des muscles prétachéaux à l'élévation précise du cartilage sans changer d'instrument.

Construit selon les normes cliniques, cette configuration de l'écarteur trachéal de Lukens présente une longueur totale de 6 ¾ inches (17.1 cm). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument intègre un profil de lame à double extrémité comprenant une extrémité à lame courbe de 10 mm de large pour le déplacement large des tissus mous et une extrémité à lame angulaire de 7 mm de large pour l'élévation ciblée des anneaux trachéaux. Le manche ergonomique central offre aux assistants opératoires une contre-traction manuelle stable et réduit la fatigue de la main tout au long de l'intervention.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur trachéal de Lukens pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux blocs opératoires ORL, aux centres de

traumatologie et aux services d'urgence du monde entier une durabilité exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une compatibilité totale avec l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest