



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Williams Discectomy Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Williams Discectomy Retractor

SKU RM-WDR-1

\$94 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
50 mm × 20 mm (Links oder Rechts)	RM-WDR-1-1	\$94
70 mm × 20 mm (Links oder Rechts)	RM-WDR-1-2	\$99

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Williams Discectomy Retractor ist ein präziser Wirbelsäulenretractor, der speziell für die Schaffung und Aufrechterhaltung eines ungehinderten Mikrokorridders zum interlaminären Raum bei lumbalen Dissektomie-Eingriffen entwickelt wurde. Dank des abgewinkelten Bajonett-Schafts bleiben die Hand des Assistenten und der Griff vollständig außerhalb der mikroskopischen Sichtlinie, was eine ungestörte Visualisierung des Bandscheibenfachs ermöglicht.

Dieses Modell des Williams Discectomy Retractor wurde für das gezielte Halten von paraspinalem Gewebe konzipiert und weist eine Gesamtlänge von 18 cm auf. Das Instrument ist in zwei wählbaren Blattgrößen erhältlich: 50 mm × 20 mm (\$94) und ein erweitertes 70 mm × 20 mm (\$99) Profil, kombiniert mit anpassbaren links- oder rechtsgerichteten Blattausrichtungen zur Unterstützung spezifischer unilateraler chirurgischer Zugänge. Die distale gezahnte Spitze sitzt fest am Lamina-Rand oder der Facettenkapsel und verhindert ein versehentliches Abrutschen des Gewebes bei tiefen Kanalkompressionen.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in medizinischer Qualität mit einem reflexionsfreien seidenmatten Finish, fertigt Retractor Maker den Williams Discectomy Retractor nach strengen klinischen Toleranzen. Dies garantiert hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit für Wirbelsäulenzentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest