



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Casper Cervical Retractor

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Casper Cervical Retractor

SKU RM-CCR-115-1

\$199 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Casper Cervical Retractor シャシー	11.5 cm フレーム、4アームヒンジ横型デザイン、85 mm 開口	\$199
保護スリーブ / ボックス	個別輸送用パッケージ	\$199

製品詳細

Casper Cervical Retractorは、前方頸椎手術において、多角的かつ信頼性の高い軟部組織の術野確保を目的に開発された高度な自動開創器プラットフォームです。関節式4アーム横型シャシーを採用したこの器具は、患者の頸部にスムーズに適合し、脆弱な内臓組織を保護しながら、創縁全体に開創力を均一に分散させます。

臨床基準に基づいて構築されたこのCasper Cervical Retractorモデルは、全長11.5 cm（\$199）のフレームで、最大85 mmの開口幅を実現します。4つのヒンジ付きアームにより、術中の多彩なポジショニングが可能となり、局所的な筋肉の虚血を防ぎながら患者固有の頸椎前弯に適応します。内蔵されたラチェットロック機構により、設定した開創張力を自動的に維持できるため、手動的な保持が不要となり、ケージ挿入の際も揺るぎない安定性を提供します。

Retractor Makerは、医療グレードのプレミアムサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、反射を抑えたサテンマット仕上げを施してCasper Cervical Retractorを製造しています。繰り返される病院での滅菌サイクルに耐えるよう設計されており、脊椎外科医に優れた機械的剛性、スムーズなラチェット操作、そしてオートクレーブに対する完全な耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest