



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Rose de Doble Extremo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Rose de Doble Extremo

SKU RM-RRDE-1

\$44 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
5.0" (12.7 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm ramas romas	RM-RRDE-1-1	\$44
5 ½" (13.97 cm) — 11.5×12 mm / 10×14.5 mm ramas romas	RM-RRDE-1-2	\$49

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Rose de Doble Extremo es un retractor quirúrgico versátil diseñado específicamente para proporcionar un desplazamiento seguro y atraumático de los márgenes de la herida y la elevación de tejidos blandos durante procedimientos de cirugía general, plástica y pediátrica. Diseñado con hojas de dientes romos contrastantes en extremos opuestos de un mango central curvado, este instrumento permite a los equipos quirúrgicos transicionar sin esfuerzo entre diferentes profundidades de incisión sin necesidad de intercambiar instrumentos.

Construido con una alta resistencia a la tracción y una superior resistencia a la corrosión, esta serie de Separador Rose de Doble Extremo se ofrece en dos longitudes totales: 5 inches (12.7 cm, \$44) y 5 ½ inches (13.97 cm, \$49). Fabricado artesanalmente con Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético), la geometría estructural incorpora un marco de chasis sólido curvo de doble extremo que presenta dimensiones integradas de 11.5 mm × 12 mm en un extremo y 10 mm × 14.5 mm en el extremo opuesto. Los dientes romos, suaves y redondeados, protegen el tejido subcutáneo frágil contra desgarros.

Forjado con un acabado satinado mate antirreflejante, Retractor Maker fabrica el Separador Rose de Doble Extremo para resistir ciclos frecuentes de esterilización en autoclave, ofreciendo una alta resistencia a la corrosión, rigidez estructural inquebrantable y durabilidad total en autoclave para quirófanos, centros quirúrgicos ambulatorios y clínicas de traumatología en todo el mundo.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest