



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

T-Griff Wundhaken mit abgewinkelttem Blatt

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



T-Griff Wundhaken mit abgewinkeltem Blatt

SKU RM-THRAB-1

\$99 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm oder 120×32 mm gezahnt	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm oder 120×32 mm gezahnt	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm oder 120×32 mm gezahnt	RM-THRAB-1-3	\$139

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der T Handle Retractor Angled Blade ist ein robuster orthopädischer Wundhaken, der speziell für die kraftvolle, rutschfeste Verdrängung von Weichteilen und Muskeln bei Hüftrekonstruktionen, Wirbelsäulenfusionen und tiefen Beckenoperationen entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem ergonomischen T-Quergriff ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Personal die Anwendung eines hohen manuellen Gegenzugs mit beidhändigem Griff oder Handballenstütze, wodurch Ermüdungserscheinungen der Hand und Abrutschen bei langwierigen Gelenkexpositionen vermieden werden.

Diese auf strukturelle Langlebigkeit ausgelegte Serie des T Handle Retractor Angled Blade ist in drei Gesamtlängen erhältlich: 8 inches (20.32 cm, \$99), 11 inches (27.94 cm, \$109) und in einer verlängerten Version von 14 inches (35.56 cm, \$139) für tiefe Becken- und bariatrische Zugänge. Handgefertigt aus erstklassigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), können Chirurgen zwischen zwei gezahnten Blattdimensionen wählen: 110 mm × 32 mm oder 120 mm × 32 mm. Die gezahnte Blattkante greift sicher in dichtes fibröses Fasziengewebe und verankert sich an kortikalen Knochenrändern, um ein versehentliches Verrutschen des Instruments zu verhindern.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den T Handle Retractor Angled Blade so, dass er hohen mechanischen Belastungen und wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Damit bietet er orthopädischen Traumazentren, Wirbelsäulenchirurgien und Beckenchirurgien weltweit außergewöhnliche Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Zuverlässigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest