



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Sistema de Afastador Cervical Black Belt

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sistema de Afastador Cervical Black Belt

SKU RM-BBCRS-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Quadro de Afastador (Direito)	Configuração de quadro para o lado direito
1	Quadro de Afastador (Esquerdo)	Configuração de quadro para o lado esquerdo
1	Quadro de Afastador (Offset)	Configuração de quadro deslocado (offset)
2	Grampos de Inserção de Lâminas	Componentes usados para inserção e fixação de lâminas
14	Lâminas Dentadas	Opções de lâminas dentadas de 34 mm - 70 mm em múltiplos tamanhos
14	Lâminas Rombas	Opções de lâminas rombas de 34 mm - 70 mm em múltiplos tamanhos
12	Lâminas Dentadas de Dois Níveis	Opções de lâminas dentadas de dois níveis de 40 mm - 55 mm
6	Lâminas Rombas de Dois Níveis	Opções de lâminas rombas de dois níveis de 40 mm - 55 mm
1	Contêiner de Esterilização	Contêiner para organização, armazenamento e reprocessamento

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Sistema de Afastador Cervical Black Belt é uma plataforma avançada de afastador cirúrgico espinhal projetada para fornecer deslocamento de tecido mole seguro e estável durante cirurgias da coluna cervical anterior. Construído para suportar contra-tração contínua sem deslocamento, este sistema oferece visualização incomparável dos corpos vertebrais e espaços de disco intervertebral, protegendo estruturas anatômicas vulneráveis, incluindo a bainha carotídea, a traqueia e o esôfago.

Projetado para intervenções espinhais de nível único e multiníveis, esta configuração do Sistema de Afastador Cervical Black Belt inclui três quadros de afastador distintos (direito, esquerdo e offset) e dois grampos de inserção de lâminas de precisão. O conjunto vem fornecido com um amplo inventário de 46 lâminas, compreendendo 14 lâminas dentadas (34–70 mm), 14 lâminas rombas (34–70 mm), 12 lâminas dentadas de dois níveis (40–55 mm) e 6 lâminas rombas de dois níveis (40–55 mm) para fornecer versatilidade anatômica em diversas anatomias de pacientes.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Sistema de Afastador Cervical Black Belt não estéril e totalmente autoclavável em um contêiner de esterilização de alta resistência personalizado com suportes de organização dedicados, garantindo rápida rotatividade e máxima confiança processual.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)